

Gesundheit und Wohlbefinden  
durch einen gereinigten Darm



Colon Alpha  
Hydro Thermo Therapie (CAHTT)



## Seit Jahrhunderten bewährt: Die Reinigung des Dickdarms

Schon seit Jahrhunderten nutzen die Menschen Darmspülungen und Einläufe, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Denn schon sehr früh erkannte man die wichtige Rolle des Darms und pflegte ihn mit unterschiedlichen Klistieren, Eselsmilch, Honig, Salzlösungen und Pflanzenauszügen.

Die sichere und sehr hygienische Methode unserer Zeit ist die **Colon Hydro Therapie mit dem Darmspülgerät Vario Thermomat N**. Sie trägt nachweislich zu einer gesunden Darmflora bei – und sorgt damit für einen voll funktionsfähigen Dickdarm.

## Darmspülungen befreien von belastenden Substanzen

Die Colon Hydro Therapie regt die Beweglichkeit der Ring- und Längsmuskulatur im Darm durch Kalt- und Warmwasseranwendungen an. Mit unserem Darmspülgerät kann durch eine spezielle Anwendung (Peristaltikschaukel) die Darmmuskulatur gefördert oder wieder aktiviert werden. Um z. B. Verkrampfungen zu lösen, reicht bereits eine Warmwasseranwendung aus.

Der bis zu 1,5 Meter lange Dickdarm kann mit dem Darmspülgerät **Vario Thermomat N** bis zur Ileocaecalklappe mit Wasser gefüllt, massiert und gereinigt werden. Führen Behandler oder Patient zusätzlich zur Colon Hydro Therapie eine leichte Druckmassage von außen durch, können sich folgende belastende Substanzen von der Darmschleimhaut und aus ihren Taschen lösen und ausgeleitet werden.

### Die Colon Hydro Therapie unterstützt und verbessert die Funktionen des Dickdarms:

- › Abwehr von Bakterien, Viren und Pilzen
- › Resorption von Elektrolyte, Mineralstoffen und Vitaminen ins Blut
- › Rückresorption von Wasser (insgesamt ca. 1,5 Liter Wasser pro Tag, zwei- bis dreifache mögliche Steigerung)
- › Bildung von sekretorischem Immunglobulin A
- › Sekretion von Schleim
- › Speichern des Stuhls (besonders im Mastdarm)
- › Motor des Immunsystems

### Belastende Substanzen

- › Alte Stuhlmasse
- › Totes Gewebe
- › Abgeschilferte Zellen
- › Fuselalkohole
- › Pathologische Bakterien
- › Infektiöses Material

# Colon Alpha Hydro Thermo Therapie (CAHTT) mit dem Darmspülgerät Vario Thermomat N






Vario Thermomat N



Einmalmaterial



Unterschrank



Colon Hydro Therapiestation mit beleuchteter Sichtstrecke



## Der Patient im Mittelpunkt

Bei der Colon Hydro Therapie steht der Mensch im Mittelpunkt. Durch den hohen Bedienungskomfort des **Vario Thermomat N** wird die Therapie individuell auf und mit dem Patienten abgestimmt, hinsichtlich:

- › Wassereinflussmenge
- › Temperatur
- › Dauer der Therapie
- › Zusätzlichen inneren und äußeren Massagen

Die Colon Hydro Therapie hat einen ganzheitlichen Ansatz und ist somit mit fast allen Therapien kombinierbar.

## Unsere Führungsposition: Absolut hygienisch und unschlagbar sicher

Über den erwiesenen gesundheitlichen Nutzen und den Komfort hinaus ist die von uns praktizierte Methode **in Sachen Hygiene und Sicherheit einzigartig** und führend auf dem Markt.

## Hygiene

- › Es fließt **keine Fäkalmasse** durch das Darmspülgerät **Vario Thermomat N**.
- › Eine Desinfektion entfällt.
- › Es wird ausschließlich Einmalmaterial verwendet.
- › Die komplette Fäkalstrecke vom Spekulum bis zum Abfluss wird entsorgt.

## Sicherheit

- › Anzeige, Kontrolle und **Regulierung von Druck und Temperatur**
- › **Bypass-Funktion:** Die Behandlung wird bei Druck- oder Temperaturveränderungen nicht abgebrochen, der Spülgang wird vom Patienten weg über einen zweiten Wasserweg in den Abfluss geleitet.
- › Der **Vario Thermomat N** entspricht den Anforderungen der benannten Zertifizierungsstelle und den Gesundheitsbehörden der EU.

## Wieder voll funktionsfähig: Krypten und Becherzellen

Nach der Colon Hydro Therapie können die 0,7 Millimeter tiefen Einstülpungen der Dickdarmschleimhaut (Krypten), die die Oberfläche des Darms vergrößern, und die schleimbildenden Becherzellen am Grund der Krypten wieder voll funktionsfähig werden: Sie können dann die gesamte Oberfläche für ihre physiologischen Aufgaben nutzen.

## Entlastung von Nieren und Leber

Durch die Colon Hydro Therapie kommt es kurzzeitig zu einer Veränderung des PH-Wertes und der Elektrolytkonzentration. Der positive Effekt: Schlacken, Fuselalkohole und verwesende Substanzen werden der Darmschleimhaut entzogen, Nieren und Leber werden entlastet. Aufgrund der kurzen Konzentrationsveränderung von Mineralien und Salzen im Körper sollte eine Ernährungsberatung die Colon-Hydro-Therapie ergänzen.

## Leicht zu transportieren – einfach zu bedienen

Patient und Behandler sind durch den anwenderfreundlichen Bedienungskomfort des **Vario Thermomat N** rundum abgesichert.

### › Außen entlangführende, beleuchtete Sichtstrecke

(Einmalmaterial)

### › Digitales Display:

- › Gesamter Wasserverbrauch
- › Temperaturanzeige auf 0,1 °C genau
- › Einlaufmenge in den Darm
- › Behandlungszeit
- › Statusanzeige von z. B. Spülen, Einlauf, Bypass und Störanzeigen wie z. B. Temperatur zu hoch/tief und Druckanzeige

Das Darmspülgerät **Vario Thermomat N** ist mobil und wiegt nur 9 kg. Damit ist ein problemloser Einsatz im Kurhotel oder beim Hausbesuch möglich.

### Voraussetzungen zur Installation sind:

- › Kaltwasseranschluss
- › Geruchsverschluss
- › Steckdose mit 16 A Absicherung
- › Bei dieser Konzeption ist **kein zusätzlicher freier Auslauf** erforderlich

Wir kommen für eine **kostenfreie Vorführung** in Ihre Praxis – wir benötigen dazu lediglich ein Waschbecken und eine Steckdose.

**Jürs Gerätebau**

Industriestraße 8 b  
25462 Rellingen

Telefon 04101 34239

Fax 04101 33468

E-Mail [mail@schiele-baeder.de](mailto:mail@schiele-baeder.de)

Internet [www.schiele-baeder.de](http://www.schiele-baeder.de)

